

ZASTOSOWANIE	PRODUKT	SPOSÓB UŻYCIA	CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA
Dezynfekcja małych <b>powierzchni</b> (fotele, blaty, klamki, myjki do włosów)	Alpinuseptol neutral Alpinuseptol green tea	Spryskać lub polać powierzchnię, odczekać 30 sekund, nadmiar przetrzeć jednorazowym ręcznikiem.	Codziennie, po każdym kliencie.
Dezynfekcja <b>sprzętu</b> (suszarki, grzebienie etc.)	Alpinuseptol neutral Alpinuseptol green tea	Spryskać lub polać powierzchnię, odczekać 30 sekund, nadmiar przetrzeć jednorazowym ręcznikiem.	Po każdym kliencie, bezpośrednio po użyciu.
Dezynfekcja <b>rąk</b>	Sterillhand Sterillhand gel	Higieniczna dezynfekcja rąk wg techniki ayliffe'a (1 x 30 sekund).	Przed każdym zabiegiem i po jego zakończeniu.
Dezynfekcja <b>skóry</b>	Sterillhand	Spryskać skórę lub przetrzeć za pomocą gazika. Przetrzeć lub pozostawić do wyschnięcia.	Przed każdym zabiegiem i po jego zakończeniu.